

**Bellovac<sup>®</sup> ABT**

**YOUR OWN BLOOD<sup>™</sup>**



# Bellovac® ABT

YOUR OWN BLOOD™

## Egyszerűen a legjobb

*A Bellovac® ABT a leggyakoribb választássá nőtte ki magát az autolog vér reinfúziója területén. Ez nem csak a biztonsággal és zárt rendszerrel társuló kiváló minőség miatt van így. Köszönhető ez az egyszerű és könnyű kezelhetőségének is, hiszen egy csomag tartalmazza mindazt, ami a vér gyűjtéséhez és reinfúziójához szükséges.*

### **A biztonság a legfontosabb**

Az autolog vér reinfúzióját posztoperatív vérzésnél ajánlják, főleg orthopédiai beavatkozásokat követően. A Bellovac ABT biztonságos és zárt rendszert biztosít három egyirányú szelepe révén. Így maximális biztonságot nyújt mind a beteg, mind pedig a kezelőszemélyzet részére.

### **Kedvelni fogja**

A Bellovac ABT-t éppen olyan egyszerű kezelni, mint amilyen egyszerűnek tűnik. Nem szükséges hozzá drága eszköz vagy különlegesen kiképzett személyzet. Kettős funkciójának köszönhetően nem szükséges plusz drénkészlet alkalmazása. Ha egyszer kiprobálja, megkedveli.

### **Minden egyben**

A Bellovac ABT szettben minden benne van, amivel rögtön használható. Tartalmaz nyársat és katétert, szívóharangot, autotranszfúziós zsákot és transzfúziós készletet. Valamennyi eleme (a nyárstól eltekintve) csak egyszeri használatra készült. A termékpalettán valamennyi tartozék külön is megtalálható.



# A Bellovac ABT felépítése



Valamennyi alkotóelem biokompatibilis,  
pirogénmentes anyagból készült.

# Bellovac ABT termékválaszték



Komplett és használatra kész	Ref.szám	Bellovac® ABT szett
A Bellovac® ABT szett kompletten és sterilen, egy egységnyi vér gyűjtésére és reinfúziójára kész állapotban kerül forgalomba.	68396	2x10 Bellovac® ABT szett FG 10 trokárral
	68397	2x10 Bellovac® ABT szett FG 14 trokárral
	68398	2x10 Bellovac® ABT szett FG 18 trokárral



Kiegészítő szett további gyűjtéshez és reinfúziójához	Ref.szám	Bellovac® tartozékok
Amennyiben a beteg több mint 500 ml vért veszít, akkor ez az autotranszfúziós zsákot és transzfúziós készletet tartalmazó kiegészítő szett alkalmazható.	68379	4x5 Autotranszfúziós zsák (500 ml) és transzfúziós készlet



Kiegészítő vezeték	Ref.szám	Kiegészítő vezeték
Gondoskodik arról, hogy a beteg ne lépjen ki egy zárt körből, amelyre vallási okokból lehet szükség.	68380	4x5 Kiegészítő vezeték



Drénszák	Ref.szám	Drénszák – PVC-mentes
A műtét után hat órával a vérgyűjtési fázis befejeződik és a továbbiakban a standard drénszákot kell használni a sebdrénáláshoz.	68337	12x50 Drénszák – PVC-mentes

## Referenciák

Slappendel R et al. Acta Orthop Scand. 2003 Oct;74(5):569-75.

Weber EWG et al. Medical Thesis 2003: Optimized blood management for elective orthopaedic surgery. ISBN 90 5278 394 2.

Andersson I et al. Can J Anesth. 2001 Mar;48(3):251-5.

Moonen A.F. et al. Transfusion 2007 Mar;47(3): 379-84.

## Egyéb tartozékok

Tartozék	Ref.szám	Ref.szám
Transzfúziós készlet	68381	4x20
Y csatlakozó és katéter FG 10	68376	4x25
Y csatlakozó és katéter FG 14	68377	4x25
Y csatlakozó és katéter FG 18	68378	4x25
Y csatlakozó és katéter FG 10, nyárssal	68385	4x25
Y csatlakozó és katéter FG 14, nyárssal	68386	4x25
Y csatlakozó és katéter FG 18, nyárssal	68387	4x25



DEHP Free

# Bízzon a saját vérében

A homolog vér transfúziójának kockázata jól ismert. Nagyon gyakran hiány van vérből és a készleten lévő vért is inkább olyan esetekre tartalékolják, amikor más alternatíva nincs, például balesetekhez.

Autolog vért lehet nyerni predonációval, haemodilúcióval, intraoperatív és posztoperatív autotranszfúzióval.

A Bellovac ABT a beteg saját, a műtétet követően összegyűjtött vérének autolog transfúziójára szolgál.



**YOUR OWN BLOOD™**



# Bellovac® ABT

YOUR OWN BLOOD™



A **Wellspect HealthCare** egy olyan koncepciót takar, amely a termékekkel együtt átfogó segítséget és oktatást nyújt. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan első osztályú termékeket ajánlhatunk, amelyek kiállták az alapos tesztek és könnyen használhatók. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen, az autológ vértranszfúzióval kapcsolatos kérdésben. Örömeinkre szolgál, ha segítségére lehetünk.

DISTRIBUTOR



Dispomedic Kft, 1105 Budapest, Gitár u.15  
Tel: (1) 262-4227, 20/9414-688  
Fax: (1) 262-4227  
E-mail: info@dispomedic.hu

## Wellspect HealthCare

DENTSPLY IH GmbH - Schloshoferstrasse 4/4/19, A-1210 Wien, Austria  
Phone: +43 214 6150 0 Email: Order-AT@wellspect.com Web: www.lofric.com

wellspect  
HEALTHCARE