

CLINELL SPORICIDAL
NEDVESSÉG HATÁSÁRA PERECETSAVAT KÉPZŐ FERTŐTLENÍTŐKENDŐ
Elpusztítja az összes mikroorganizmust!
A Clostridium difficile-t is !



A Clinell Sporicidal a világ első perecetsavat képző fertőtlenítő-törőkendője.

Olyan szabadalmaztatott technológiával készül, amely révén a Clinell Sporicidal kendők minden felületre, valamint vér/testnedv letörlésére is alkalmasak.

Száraz állapotban inaktív, de víz hozzáadást követően azonnal perecetsav képződik, amely igazoltan megöli az eddig ismert összes mikroorganizmust, elpusztítja a baktériumokat, mykobaktériumokat, spórákat, vírusokat, gombákat és élesztőgombákat.

Felhasználási terület

A környezet fertőtlenítésére, különösen ha Clostridium difficile fertőzés veszélye állhat fenn.

- **Felületek fertőtlenítése** - betegőrzőkben, izoláló helyiségekben, műtőkben, konyhákban, laboratóriumokban, hullakamrákban, asztalok felületére, munkafelületekre, textilszállító kocsik, csapok, padló, fogók, matracok, ágyak, WC-k, szekrények, zsilipelők, áztató helyiségek, műtőasztalok tisztításához.
- **Kifolyó, fröccsenő testfolyadék**ok törlésére, beleértve a vért is.

Antimikrobiális aktivitás

A pH optimalizált Na-perkarbonátból és a tetra acetyl ethylen diamin-ből képződő perecetsav hatásos védelmet biztosít.

A nagy hatékonysággal bíró oxidatív anyag valamennyi mikroorganizmust, még a nem burkos vírusokat és a bakteriális endospórákat is elpusztítja.

Konform a következőkkel: az EN1276, EN1650, EN13704, EN13727 és EN14476:2005

Az aktív összetevők antimikrobiális spektruma a következőkkel szemben biztosít védelmet:

Gram-pozitív baktériumok

Staphylococcus aureus

MRSA

Streptococcus

Enterococcus ideértve a Vancomycin-rezisztens

Enterococcus (VRE)

Pneumococcus

Bacillus fajták, beleértve a B subtilis Clostridiat, a C. difficile, C botulinumot, C tetanit

Gram-negatív baktériumok

Pseudomonas fajták

Proteus

Escherichia coli

Acinetobacter

Mycobacteriumok

Mycobacterium TB hominis és bovis

Mycobacterium smegmatis

Gombák

Trichophyton fajták

Epidermophyton

Candida

Monilia

Aspergillus

Penicillium

Neurospora

Saccharomyces

Torula

Burkos vírusok

HIV

Herpes simplex 1 és 2

Influenza

Hepadnavírusok, beleértve a Hepatitis A-t és Hepatitis C-t

Nem burkos vírusok

Norovírus

Polio vírus

A CLINELL Sporicidal klinikai előnyei

- Elpusztítja az összes patogén mikroorganizmust, beleértve a Clostridium difficile spóráit is.
- Környezetbarát, melléktermék képződése nélkül bomlik le. Nem marad vissza sem mérgező, sem pedig karcinogén anyag.
- Nincs toxikus gőz; a beteg közvetlen közelében használható.
- Igen szennyezett környezetben is hat, nem úgy mint a klorin és glutaraldehyd alapú anyagok.
- Csak ha szükséges, akkor juttat perecetsavat a felhasználási felületre.
- Stabil formában kapható, így nem szárad ki.
- Non-szelektív hatás. Nem idéz elő rezisztenciát.
- Nem tartalmaz alkoholt vagy organikus oldószert.

Használati utasítás:

Kemény felületekre:

- 1.) Viseljen kesztyűt.
- 2.) Vegye ki a törlőkendőt a csomagból.
- 3.) Az aktiváláshoz nedvesítse meg a kendőt a csap alatt. Ne áztassa.
- 4.) A felesleges vizet nyomja ki a kendőből.
- 5.) Törölje le a kendővel a fertőtleníteni kívánt felületet.
- 6.) Dobja el a kendőt a hulladékgyűjtő zsákba.

Vér és testfolyadék letörlése:

- 1.) Viseljen kesztyűt.
- 2.) Vegye ki a kendőt a csomagolásból.
- 3.) A száraz kendővel rögtön kezdje el törölni a folyadékot, hogy aktiválódjon.
- 4.) Fertőtlenítse a területet a kendővel.
- 5.) A fertőtlenített felületet törölje át egy másik kendővel.
- 6.) Dobja el a kendőt a hulladékgyűjtő zsákba.

EMMI engedély száma: 19026-3-2018/KJFFO

Behatási idő: 5 perc.

Antimikrobiális spektrum:

Baktericid (MRSA, VRE), fungicid, szelektív virucid, Clostridium difficile inaktíváló hatású.

Kiszerelések

Clinell sporicidal fertőtlenítőkendő
300x210 mm

Rend.kód: CS25

25 db/csomag

Forgalmazza:

Dispomedic Kft., 1105 Budapest, Gitár u.15.

Tel/fax: (1) 262-4227, 06/20-9414-688, 06/20-9414-785

Email: info@dispomedic.hu