

Gyakran ismételt kérdések

Minden amit tudni érdemes

Milyen HEPA szűrő van benne?

A HEPA szűrő egy H12-es szűrő. Ez azt jelenti, hogy egészen a 0,3 mikronos (0,0003mm) méretig a részecskék 99,5%-át kiszűri.

Összehasonlításképpen ez sokkal hatékonyabb, mint egy N95-ös maszk és elég kicsi ahhoz, hogy csapdába ejtse a baktériumokat. Ugyan az egyes vírusrészecskék kisebbek, mint 0,3 mikron, ám a vírusok önmagukban egyedül jellemzően nem találhatók meg a levegőben. A vírusok cseppek révén terjednek és csak 0,5 mikronnál nagyobb cseppekben találhatók meg, így a csapdába esnek ők is a HEPA szűrőben. Így a Rediroom alkalmassá válik a levegőben terjedő kórokozókka kapcsolatos óvintézkedések megtételéhez.

Mekkora légcserével rendelkezik?

Óránként 12-szeres a levegőcsere.

Ez egy negatív nyomású helyiség?

Minimálisan. Nem szükséges olyan beteg izolálásához, akinél levegőben terjedő kórokozókka összefüggő óvintézkedéseket kell foganatosítani.

Miből készült a Rediroom sátra?

Egy sátoranyaghoz hasonló anyagból. Úgy tervezték, hogy a kvaternális ammónium tartalmú fertőtlenítővel, hidrogénperoxiddal vagy az 1,000ppm klóros kendővel végzett napi fertőtlenítést állja. Egyben tűzálló is.

A sátrak újból felhasználhatók?

A sátor egy betegnél, egyszeri használatra készült. Használat után ki kell dobni. A betegeket ugyanabban a sátorban 14 napig lehet ápolni, majd egy újat kell felállítani.

Mennyi a sátor súlya?

A sátor súlya körülbelül 5,6kg.

Mennyi a garancia?

A sátor vázára 12 hónap gyártói garancia van.

Milyen hosszú a keret élettartama?

Normál körülmények közötti használat mellett a keret várható élettartama 10 év.

Milyen méretekkel rendelkezik a Rediroom?

Belső méret

H 2920mm * Sz 2420mm

Külső méretek

H 3061mm * Sz 2720mm * M 2160mm

Összecsukva

H 740mm * Sz 767mm * M 1378mm

Hogyan lehet személyre szabni a PPE kocsit?

Alaphelyzetbe 3 különböző méretű, kesztyű, Clinell univerzális kendők, kézfertőtlenítő gél és egyszer használatos kötények tárolására alkalmas rekesszel rendelkezik. Emellett helyet lehet biztosítani rajta védőszemüvegek és egyszer használatos sebészeti maszkok tárolásához is.

A használt sátrat hova dobjam ki?

A használt sátrat és a HEPA szűrőt az adott egészségügyi intézmény biológiailag veszélyes fertőző hulladékinak kezelésére vonatkozó előírásai szerint kell kezelni.

Hogyan lehet bemenni a helyiségbe és kijönni onnan?

A belépéshez a Rediroom bejáratának bal oldalán található pedálra kell rálépni. A kilépéshez a Rediroom belsejében, az kijárat jobb és bal oldalán lévő pedálok valamelyikére kell rálépni.

Könnyen rá tudok nézni a Rediroom-ban fekvő betegre?

A sátor oldalán és ajtaján lévő ablakokon keresztül láthatja a beteget. Amennyiben szükséges, úgy az ablakok elé le lehet eresztetni egy belátásgátlót.