



**Világos, áttekinthető választás,
amely révén vizuálisan ellenőrizhető
a csatlakozó átöblítése és
csökkenthető a véráramfertőzés
kockázata**



MicroClave® Clear

Neutrális displacementtel rendelkező csatlakozó

Klinikailag bevizsgált átlátszó, tű nélküli technológia,
amelyet arra terveztek, hogy csökkenjen a bakteriális
fertőzések kockázata.

A MicroClave Clear az egyetlen olyan neutrális displacementtel rendelkező csatlakozó, amely egyesíti magában a piacvezető Clave®technológiát és az átlátszó borítást, amely lehetővé teszi a folyadékút vizuális nyomon követését. Tisztán látható, hogy a vérvétel vagy a gyógyszer beadása után a csatlakozót teljesen átöblítették-e.



A tű nélküli intravénás (IV) csatlakozók kialakítása alapvető szerepet játszik a kórházi tartózkodáshoz köthető véráramfertőzés (HA-BSI) csökkentésében. A MicroClave Clear neutrális displacementtel rendelkező egyenes folyadékútja, a hasított septuma és a minimális holttere együtt segít abban, hogy a luerre történő rácsatlakozásról vagy az arról történő lecsatlakozáskor minimális legyen a vér visszaáramlása a katéter végénél.

A MicroClave Clear innovatív technológiája révén nem csak fokozott biztonságot jelent a beteg számára, hanem igazoltan hatékony mikrobiológiai akadályt képez a baktériumok átvitelével és a kontaminációval szemben.

Mindösszesen 2,5 ml sóoldattal hatékonyan meg lehet tisztítani a vértől a csatlakozót

Technikai specifikációk

Residuum volumene	0,1 ml
Átfolyási érték gravitációnál	100 ml/perc
Vérkompatibilitás	igen
MRI kompatibilitás	igen
Nagy nyomás kompatibilitás	10 ml/mp

Forgalmazza: **DISPOMEDIC KFT.**
 1105 Budapest, Gitár utca 15.
 Tel./fax: 1/262-4227
 Mobil: 06-209-414-785, 06-209-414-688
 Weboldal: www.dispomedic.hu
 E-mail: info@dispomedic.hu

Jellemzői:

- Perifériás, artériás és centrális vénakatéterrel is használható IV folyadékok vagy gyógyszer adagolására valamint vérkészítményekkel is használható.
- Az átlátszó borítás láthatóvá teszi a belső folyadékutat a csatlakozó átöblítése során.
- Alacsony átöblítési volumen mellett hatékonyan megtisztítható a vértől, vérmaradványoktól.
- A katéter végénél minimális visszaáramlás tapasztalható a lueres le- vagy felcsatlakozás során.
- Olyan sóoldatos átöblítési opciót tesz lehetővé, amely kiküszöbölheti a heparin indukálta thrombocytopeniát.
- Mivel nem kell ügyelni a szorítók lezárási sorrendjére, így nincs tévedési kockázat.
- Nem szükséges a klinikai gyakorlat megváltoztatására.

Gyógyszerkompatibilitás

Alkohol	igen
Lipidek	igen
Klórhexidin	igen
Kemoterápia	igen