

EndoTNeedle

Endoszkópos tű



KATTINTÁS ÉS SZÚRÁS

Kemény, ellenálló tű korrekt áron

Új tű mindennapos használatra

Az EndoTNeedle-t úgy tervezték, hogy a teljesítmény és az érték egyensúlyban legyen és így egy rendkívül megbízható tűt alkottak meg, amely még a legkanyargósabb szakaszokon is jól teljesít. A tű és a fogó minőségi anyagokból készült, amelyet a felhasználók munka közben nagyra értékelnek.



Egykezes aktiválás

KATTINTSON

- **Az ergonomikus kialakítású fogó lehetővé teszi az egykezes használatot**
- **Hüvelykujjal aktiválható tű és rugós visszahúzás**



Csak egy szűrés

- Megbízható teljesítmény retroflex állásban és a tekervényes járatokban is
- Rozsdamentes acélréteg védi a megtekeredéstől
- Sima lekerekített elosztófej, amely segíti tamponálást, ha a GI szakaszban vérzés keletkezne
- Ultraéles tű

Tökéletes illeszkedés



A **Spot Ex** és az **EndoTNeedle** tökéletesen illeszkednek egymáshoz

Rendeljen EndoTNeedle-t is a SpotEx mellé!

Rendelési szám	Minimális munkacsatorna	Hossza (munkahossz)	Tű extenzió	Tűméret	Mennyiség/doboz
ET1300	2.8mm	160 cm	4mm	25	10
ET1301	2.8mm	230 cm	4mm	25	10
ET1302	2.8mm	160 cm	5mm	25	10
ET1303	2.8mm	230 cm	5mm	25	10
ET1320	2.8mm	160 cm	4mm	23	10
ET1321	2.8mm	230 cm	4mm	23	10
ET1322	2.8mm	160 cm	5mm	23	10
ET1323	2.8mm	230 cm	5mm	23	10

A szettek egységára mérettől függetlenül nettó 12.500,- Ft.

Legkisebb rendelhető mennyiség: 1 doboz, amely 10 db szettet tartalmaz.

Az ár 2021. december 31-ig érvényes.



Gyártja:

GI Supply, USA

Forgalmazza:

Dispomedic Kft., 1105 Budapest, Gitár utca 15.

Tel./fax: 1/262-4227, 06/20-9414-785, 06/20-9414-688,

E-mail: info@dispomedic.hu

Weboldal: www.dispomedic.hu