

Sani-Cloth® AF is an alcohol-free, quaternary ammonium formulation providing a two-in-one solution ideal for cleaning and disinfecting.

Tuberculocidal, virucidal, bactericidal, and yeasticidal in 2 minutes.



Recommended Uses:

- + Routine cleaning & disinfection
- + High-footfall areas
- + High touch point surfaces
- + Common equipment & non-invasive medical devices

+ Ready to Use

Pre-dosed, alcohol-free, low linting disposable cleaning and disinfection wipes, requiring no mixing or measuring.

+ Free From

Alcohol free, bleach free and PHMB free, causing no skin irritation or sensitisation.

+ Improved Efficiencies

One product to clean and disinfect, providing you with consistent and reliable results.

+ Supporting Resources

Point of Use accessories, including canister bracket and soft pack holders, "I Am Clean" tape & sticky notes, IFU videos and posters.

+ Proven Efficacy

Complete disinfection of all listed pathogens in 2 minutes (including norovirus in 30 seconds).

+ Cost Effective

Using the same solution for cleaning and disinfecting saves you time and money.

+ Maximum Flexibility

Suitable for any healthcare environment available in soft pack, canisters and buckets.

+ Supports Carbon Net Zero Goals

Manufactured in the UK, resulting in supply chain reliability and carbon footprint reduction.

A termék hatékonysága

	Tesztmódszer	Organizmus	Behatási idő	
Bacteria	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 16615	Staphylococcus aureus	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 16615	Enterococcus hirae	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	30 sec (c)	
	EN 13727	Staphylococcus aureus	30 sec (c)	
	EN 13727	Enterococcus hirae	30 sec (c)	
	EN 13727	MRSA- methicillin-resistant staphylococcus aureus	60 sec (c)	60 sec (d)
Yeast	EN 16615	Candida albicans	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 13624	Candida albicans	30 sec (c)	
	EN 13624	Candida auris	30 sec (c)	
Enveloped virus	EN 14476	Vaccinia Virus	30 sec (c)	60 sec (d)
	EN 14476	Corona, HIV, Hep B & C, SARS, Flu	30 sec (c)	2 min (d)
	EN 14476	Human Coronavirus ATCC VR-740	30 sec (c)	
Non-enveloped virus	EN 14476	Norovirus	30 sec (c)	60 sec (d)
TB	EN 14348	Mycobacterium terrae	2 min (c)	

*Tiszta körülmények között (c) Szennyezett körülmények között (d)



A termék részletei

Kiszерlés	Kendő mérete	Kendő db/ kiszерlés	Csomag/ karton	Besorolás	Temékkód	NHS kód	Disztibútor
100 Puha csomagolás	280mm x 200mm	100	12	MD Class IIa	EAF1100	VJT521	Dispomedic Kft.
225 Vödör	270mm x 267mm	225	1	MD Class IIa	EAF1110	VJT513	Dispomedic Kft.
200 Kemény dobozban	200mm x 200mm	200	6	MD Class IIa	EAF1120	VJT514	Dispomedic Kft.
200 Puha csomagolás	267mm x 210mm	200	6	MD Class IIa	EAF1130	VJT592	Dispomedic Kft.
40 Puha csomagolás	200mm x 200mm	40	24	MD Class IIa	EAF1140	VJT640	Dispomedic Kft.



További információért írjon nekünk: info@dispomedic.hu

T: + 36 1 262 4227 E: info@dispomedic.hu W: dispomedic.hu

PDI International