

Betegizoláció percek alatt

TERMÉKISMERTETŐ



FORRADALMI TERVEZÉS, ROBOSZTUS SZERKEZET

Ipari tervezők, klinikusok és kórházhigiénikusok 8 éves együttműködésének eredménye.

HEPA és karbon levegőszűrő

A fertőzött levegőből a részecskék 99,5 %-át kiszűri

Leereszthető árnyékoló

Szükség szerint leereszthető vagy rögzíthető

Integrált PPE állomás

Kéznél van minden, amire szüksége van

Érintésmentes be- és kilépés

Csökkenthető az érintés révén történő fertőzés veszélye

Könnyen fertőtleníthető


Az összecsuksukható sátor és a könnyen tisztítható keret könnyű és hatékony terminális takarítást tesz lehetővé

Faltól- padlóig zárás

Izolálja a beteget

Mozgatható


A beteget úgy lehet ellátni, mint egy standard ágynál



ALIG 5 PERC ALATT ÜZEMKÉSZ

Alkalmas:

- ✓ Kontakt óvintézkedésekre
- ✓ Cseppfertőzés megelőzésére



A Rediroom új megoldást jelent a kórházi betegizolálásban.

Az ágy köré húzható fel. Egy személy izolálása 5 perc alatt elvégezhető.

Több ország infekciókontroll előírásainak megfelel. Hatékony védelmet nyújt a kontakt és a levegőben terjedő cseppfertőzés izolálására.



Szkennelj be! Nézd meg a Rediroom-ot működés közben!

A FERTŐZÉS TERJEDÉSÉNEK MEGÁLLÍTÁSA

A Rediroom egy sor olyan tulajdonsággal bír, amellyel a beteget meg lehet védeni az érintés útján és a levegőben terjedő kórokozókkal szemben.

Cseppfertőzés terjedése (csak cseppfertőzésre vonatkozó óvintézkedések):

A cseppek a kolonizált betegből két méteres sugarú körben szóródhatnak szét beszéd vagy tüsszögés során. A Rediroom egy fizikai akadályt hoz létre, valamint a HEPA rendszeren keresztül eltávolítja a fertőző cseppeket a levegőből, mielőtt még azok bekerülnének a betegszoba levegőjébe.

A Rediroom egy H12-es, nagy hatékonyságú levegőszűrőt tartalmaz, amely csapdába ejti a 0,3 mikrométernél kisebb részecskék 99,5 %-át. Ez elég finom ahhoz, hogy a baktériumokat fizikailag csapdába ejtse és elég hatékony ahhoz, hogy több részecskét szűrjön ki, mint egy N95 maszk.

Gyakori cseppfertőzéssel terjedő kórokozók
Influenza, diftéria, mumpsz, szamárköhögés és meningococcus.

1 ábra: A kórokozók szokásos terjedési útja cseppfertőzés révén, illetve érintés útján. A kórokozók cseppekkel kontaminálódott kezek (direkt) vagy kontaminálódott felületek (indirekt) révén terjedhetnek. Otter és mtsai

Terjedés direkt és indirekt kontakt révén (csepp és kontakt óvintézkedések):

A kórokozók hordozói direkt kontakt (jellemzően kontaminálódott kezekkel) vagy indirekt kontakt (kontaminálódott felületeken) úton terjeszthetik a fertőzést.

Egy fertőző beteg elhelyezése egy Rediroom-ban fizikailag megszakítja a direkt kontakt fertőzés körét. Az érintésmentes be- és kilépés csökkenti a kéz kontaminációját. A beépített PPE állomáson egy helyen tárolhatók és könnyen hozzáférhetők a védőfelszerelések, a kézhigiéniai eszközök és a felületfertőtlenítők.

Gyakori kontakt úton terjedő kórokozók MRSA, C. difficile, CPE és más MDR Gram-negatív organizmusok.



ELLÁTÁS ÉS KAPACITÁS

A Rediroom elegendő teret biztosít a betegellátó személyzetnek.

A betegszobában használva a személyzet ugyanazokat a feladatokat tudja ellátni, mint egy nyitott betegszobában

Egész sor olyan szituáció van, amikor a Rediroom-ra szükség lehet.

Kórházi alkalmazás

Többágyas betegszobák, sürgősségi részlegek, intenzív osztályok, ambuláns ellátó részlegek, triage területek.

Egyéb alkalmazás

Idős-ellátás, járvány kitörése, repülőterek és katonai létesítmények.

“Az a probléma, hogy nincs egyszerű izolálás.... A Rediroom-mal hatékony izoláló terület alakítható ki és ugyanakkor megmarad az a flexibilitás, hogy mozogni lehet a betegágy körül. A piacon nincs más ilyen termék, amely ezt tudná.”

Dr. David Cooksley

Senior Emergency and Retrieval Physician –
Royal Brisbane & Women's Hospital



A Rediroom-ban könnyű a betegellátás

A GAMA Healthcare-ről

A Rediroom-ot a GAMA Healthcare infektókontroll specialistái és a Clinell Univerzális kendők kidolgozói tervezték és fejlesztették ki.

További információért, termékbemutatóért vagy segítségért, hogy hogyan alkalmazhatja a Rediroom-ot az Ön intézményében, vegye fel a kapcsolatot a GAMA helyi képviselőjével vagy keress fel a [rediroom.com](https://www.rediroom.com) oldalt.

Termékkódok:

Termék	Kód
Rediroom kocsi	REDI1UK
Rediroom sátor	REDICAN1
Rediroom sátor, kicsi	REDICAN1-S40

Magyarországi forgalmazó:

Dispomedic Kft.

1105 Budapest, Gitár u.15.

Tel./fax: + 36 1 262-4227

E-mail: info@dispomedic.hu

Web: www.dispomedic.hu

Referenciák:

Mitchell et al. *Am J Infect Control*. 2017;45(11):1231-7²

Mitchell et al. *Infect Dis Heal*. 2017;22(3):129-135.³

Otter et al. *J Hosp Infect*. 2016;92(3):235-250.