

IGAZOLT. ERŐS. SPOROCID.

MEGFELELVE
AZ EN 17846
SZABVÁNYNAK



Miért válassza a Sani-Cloth® Chlor?-t

A Sani-Cloth® Chlor egy sporocid, magas szintű fertőtlenítő, eldobható tisztító és fertőtlenítőkendő nem invazív orvostechnikai eszközökhöz, nem porózus kemény felületekhez. Ezek a használatra kész, szőszmentes kendők egyetlen termékben használhatók tisztításra és fertőtlenítésre. A Sani-Cloth® Chlor használható orvostechnikai eszközök sterilizálás előtti előtisztítására vagy fertőtlenítésére.



ECH1400



Teszt típus	Mikroorganizmus	Teljes behatási idő
EN 16615 EN 13727	Baktericid	2 perc (d) 30 másodperc (c)
EN 16615 EN13624	Yeasticid	2 perc (d) 1 perc (c)
EN 14476	Burkos vírusok	1 perc (d)
EN 14476	Nem burkos vírusok	1 perc (d)
EN 17846	C.Difficile	1 perc (d)



Berendezésvédelem: A világ legnagyobb sporocid kompatibilitási adatbázisa, több mint 900 orvostechnikai eszközzel tesztelve.



Hatékony: 2 perces teljes behatási idő, beleértve a C.Difficile 1 perces behatási idejét tiszta és szennyezett körülmények között.



Mentes: PHMB, egy ismert bőrszenzibilizáló anyag nélkül készült, hogy minimalizálja az allergiás reakciók kockázatát.

(c) Hatékony fertőtlenítés láthatóan tiszta felületeken. Szennyezett területek esetén a teljes hatékonyság biztosítása érdekében előzetes tisztítás ajánlott.

(d) Bizonyítottan tisztít és fertőtlenít láthatóan szennyezett felületeken – előzetes tisztítás nem szükséges.



Karbonlábnyomunk minimalizálása európai gyártással az egyesült királyságbeli és olaszországi üzemeinkben.

Sani-Cloth® Chlor kompatibilis a Használatra kész adagolóinkkal a jobb együttműködés érdekében.



A002GRY

Termék kiszerelése	Termékkód	Kendő mérete	Minősítés	Felbontás utáni eltarthatóság	Szavatossági idő
50 db kendő/nagy tartály	ECH1400	200mm x 195mm	MD Class IIa	1 hónap	24 hónap