

EGY LÉPÉS. EGY PERC. EGY MEGOLDÁS.

ORVOSI ESZKÖZÖK FERTŐTLENÍTÉSÉRE



Miért válassza a Super Sani-Cloth®-ot?

A Super Sani-Cloth egyszer használatos tisztító és fertőtlenítő kendők prémium minőségű alapanyagból készülnek, gyorsan száradó, kiválóan alkalmasak nem-invazív orvostechnikai eszközök és nem porózus, kemény felületek kezelésére. Ezek a használatra kész, szőszmentes kendők egyetlen termékben ötvözik a tisztítást és a fertőtlenítést. Kettős hatású – kvaternális ammónium vegyületet és alkoholt tartalmazó – összetételük hatékony teljesítményt és gyors, mindössze 1 perces behatási időt biztosít. A Super Sani-Cloth emellett orvostechnikai eszközök sterilizálás előtti tisztítására vagy veszélyes szennyeződések eltávolítására is használható.



ESC1622

MD

Vizsgálati módszer	Mikroorganizmus	Teljes érintkezési idő
EN 16615 EN 13727	Baktériumok	1 perc (d)
EN 16615 EN13624	Élesztőgombák	1 perc (d) 30 mp (c)
EN 14476	Burkos vírusok	1 perc (d)
EN 14476	Norovírusok Adenovírusok	1 perc (d)
EN 14348	Tuberculocid	1 perc (c)



Berendezésvédelem: A világ legnagyobb megfelelőségi adatbázisa, amelyet több mint 800 nem-invazív orvosi eszközzel teszteltek.



Hatékony: Klinikailag igazoltan hatásos baktériumok, burkos és nem burkos vírusok, élesztőgombák és a tuberkulózis kórokozója ellen, legfeljebb 1 perc alatt.



Mentes: Nem tartalmaz PHMB-t (parabént), az allergiás reakciók kockázatának minimalizálása érdekében.



Kesztyű nélküli használat: Biztonságos és egyszerű tisztítást tesz lehetővé kesztyű használata nélkül.

(c) Hatékony fertőtlenítés láthatóan tiszta felületeken. Szennyezett felületek esetén a teljes hatékonyság biztosítása érdekében előtisztítás javasolt.

(d) Bizonyítottan tisztít és fertőtlenít láthatóan szennyezett felületeket – előtisztítás nem szükséges.



Szén-dioxid-lábnyomunk minimalizálása érdekében a termék Európán belül, az Egyesült Királyságban és Olaszországban található üzemekben készül.

A Super Sani-Cloth® beleilleszthető a felhasználás helyén elhelyezhető adagolóinkba, elősegítve az előírások betartását!



Termékleírás	Termékkód	Kendő méretek	Besorolás	Felbontás utáni eltarthatóság	Szavatossági idő
200 db hengeres dobozban	ESC1600	200mm x 200mm	MD Class IIa	3 hónap	36 hónap