

2% CHG Eszközfertőtlenítő kendő

Könnyen és gyorsan használható. Innovatív kialakítása és a jól bevált 2% klórhexidin glükonát (CHG) formula a 70 %-os izopropil alkohollal (IPA) segít a tű nélküli csatlakozók felületének fertőtlenítésében. Latexmentes.

Ideálisan használható:

+ Olyan orvosi eszközökhöz, mint a tű nélküli csatlakozók külső részei.



+ Igazolt hatékonyság

A baktericid, yeasticid és virucid széles hatásspektrumával garantálja a hatékonyságot.

+ Kiszáradás elleni védelem

A légmentesen lezárt fólia tasak nem engedi, hogy a kendő kiszáradjon.

+ Kényelmes használat

Egyedileg csomagolt egyszer használatos törlőkendő.

Hatékonysági táblázat

Prevantics® 2% CHG Swab	Vizsgálati módszer	Organizmus	Behatási idő
Baktérium	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	60 sec (c)
	EN 16615	Staphylococcus aureus	60 sec (c)
	EN 16615	Enterococcus hirae	60 sec (c)
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	30 sec (c)
	EN 13727	Staphylococcus aureus	30 sec (c)
	EN 13727	Enterococcus hirae	30 sec (c)
Élesztő gomba	EN 16615	Candida albicans	60 sec (c)
	EN 13624	Candida albicans	30 sec (c)
Burkos vírus	EN 14476	Vaccinia Virus	60 sec (c)
	EN 14476	Corona, HIV, Hep B & C, SARS, Flu	60 sec (c)
TB	EN 14348	Mycobacterium terrae	60 sec (c)

A termék részletei

*Tiszta körülmények(c)

Kendő mérete	Mennyiség	Mennyiség/doboz	Besorolás	Termékkód
150mm x 129mm	1	100 x 12 (1200)	MD Class IIa	ISW4040

A 2 %-os klórhexidin-glükonát (CHG) és a 70 %-os izopropil alkohol (IPA) formulát az olyan egészségügyi szervezetek, mint a NICE, az epic3 és a CDC által publikált evidencia alapú irányelveik is ajánlják.



További információkért írjon nekünk: info@dispomedic.hu

T: + 36 1 262 4227 E: info@dispomedic.hu W: dispomedic.hu

 PDI International