

# ANYAG. FORMA. ÖSSZETÉTEL.

*Egy "minden szinten zöld" megoldás  
a tisztítás és fertőtlenítés területén.*



# Miért válassza a Sani-Cloth® 360°-at?

A Sani-Cloth®360° egy eldobható, használatra kész, szőszmentes, műanyagmentes 2 az 1-ben tisztító és fertőtlenítő kendő a nem invazív orvostechnikai eszközökhöz, nem porózus felületekhez. A növényi alapú hatóanyaggal készült Sani-Cloth®360° felhasználható orvostechnikai eszközök sterilizálás előtti előtisztítására vagy fertőtlenítésére.



## Alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású jövőre fejlesztve

- + **Biológiailag lebomló és komposztálható rostok (EN 13432 és ASTM D6400).**
- + **100% műanyagmentes kendő (FSC® C212093).**
- + **100% növényi alapú tejsavas formula (alkoholmentes)**
- + **100% újrahasznosítható csomagolás**
- + Gumikesztyű nélkül használható
- + Post-Consumer Recycled (PCR) fedél
- + Nagy-Britanniában gyártott

## Kiváló élmény és általános elégedettség

- + Bőrgyógyászatilag tesztelt, gyakori használatra alkalmas.
- + CMR/PHMB-mentes, az összetevőkre való érzékenységet szem előtt tartva fejlesztették ki.
- + Természetes alapú összetétel - gyengéd a kézhez.
- + Több mint 2 m<sup>2</sup> lefedettség törülőkendőnként\*\*, ami segít optimalizálni a felhasználást és az ártalmatlanítást.
- + Nincsenek CLP figyelmeztetések a csomagoláson, ami egyszerűsíti a képzést.

## Készülékek intelligens ápolása és betegbiztonság

Elismert nemzetközi ISO és ASTM szabványok szerint tesztelve, támogatja a felületek kompatibilitását, a berendezések hosszú élettartamát, a csökkentett leállási időt, a költséggazdálkodást és a betegbiztonságot.

## Teljes virucid, baktericid, yeasticid hatás 2 percen belül

Teszt típus	Mikroorganizmus	Teljes behatási idő
EN 14476	Teljesen virucid	2 perc
EN 14476 EN 16615*	Burkolt vírusok	30 másodperc
EN 16615 EN 13727	Baktericid	1 perc
EN 16615 EN13624	Yeasticid	1 perc

\*Módosított 4 mezős teszt.

Szennyezett körülmények között tesztelve. Előtisztítás nem szükséges. Teljes körű hatékonysági adatok kérésre elérhetők.



A Sani-Cloth 360° kompatibilis a Használatra kész adagolóinkkal a jobb használhatóság érdekében.

Termék kiserelése	Termékkód	Kendő mérete	Minősítés	Felbontás utáni eltartatóság	Szavatossági idő
120 db kendő / csomag	E360102	250 mm x 145 mm	Orvostechnikai eszköz II a osztály (MDR-nek megfelelő)	3 hónap	36 hónap

\*Adatok kérésre.

\*\* A lefedettség a felület típusától és a környezeti viszonyoktól függően változhat.



További információkért írjon nekünk a következő címre: [info@dispomedic.hu](mailto:info@dispomedic.hu)



[contact@pdi-intl.com](mailto:contact@pdi-intl.com)



+44 (0) 8081 697 945



[pdi-intl.com](http://pdi-intl.com)



PDI International