

# Vastrip® 2+



## A sokoldalú stripper

A vénastrippelés a visszerek kezelésének egyik jól bevált módja. Sokkal jobb, hosszú távú eredmény érhető el, mint a scleroterápiával vagy a saphenofemorális ligatioval. A Vastrip 2+ egy népszerű és jó minőségű vénastrippelő, amely igen rugalmasan alkalmazható a sebészi beavatkozás során. Az eszköz mindkét, az egyenes és spirál formájú, végével is bevezethető. Amikor hagyományos strippelésre van szükség, akkor a kiválasztott olivát a stripper bármely végére fel lehet helyezni és a strippert így keresztül és – szükség esetén- visszafelé is lehet húzni.

A Vastrip 2+ használható invaginációhoz vagy mini-strippeléshez úgy, hogy a végén lévő nyíláson áthúznak egy ligaturát. biztosít a bevezetéshez és szilárdságot a véna strippeléséhez. A készlethez mellékelt fogóval lehet pozícionálni az eszközt a véna strippelése során.



- **Különböző vénastrippelési technikákhoz alkalmazható: hagyományos, invaginációs vagy mini-strippelés**
- **Könnyen bevezethető az érbe és jól kontrollálható az egész beavatkozás során**
- **Kétirányú stripper spirál alakú és egyenes véggel**
- **A csomagban három oliva található (9,12,15 mm)**
- **Az állítható fogó extra húzóerőt biztosít**