

Vastrip® Special vénastripper



A vénastrippelés a visszerek kezelésének egyik jól bevált módja. Sokkal jobb, hosszú távú eredmény érhető el, mint a scleroterápiával vagy a saphenofemorális ligatioval. A Vastrip Special egy olyan vénastrippelő eszköz, amelyből a piacon történt megjelenése óta már több mint egymillió darabot adtak el.

A Vastrip Specialnak egy olyan spirál alakú vége van, amely segítséget nyújt a görbe, összeesett erekben történő átjutásban. A kisebb oliva a stripper szerves részét képezi, míg a 3 nagyobb oliva külön található a csomagoláson belül, így biztosítva a megfelelő méretválasztékot. A rozsdamentes acélból készült vezetősár stabilitást biztosít a bevezetéshez és szilárdságot a véna strippeléséhez. A készlethez mellékelt fogóval lehet pozícionálni az eszközt a véna strippelése során.



- **Biztonságos – több, mint egymillió beteget kezeltek már Vastrip Speciallal**
- **Könnyen bevezethető az érbe és jól kontrollálható az egész beavatkozás során**
- **Négy olivából lehet választani (6,9,12,15mm)**
- **Az állítható fogó extra húzóerőt biztosít**
- **Spirál alakú végződés**

Forgalmazó



DISPOMEDIC
Ltd

Dispomedic Kft.

1105 Budapest, Gitár u.15.

Tel./fax: 1/262-4227,

Mobil: 20/9414-688,20/9414-785

www.dispomedic.hu