

UV lámpakészlet a hatékony takarítás ellenőrzésére



Fejlett és rugalmas rendszer a környezet tisztaságának értékelésére.

A Clinell Evaluclean a takarítás hatékonyságát ellenőrző készlet oktatási eszközként és a tisztaság értékelésére egyaránt használható. A rendszer két fluoreszkáló jelölőtollat, egy fluoreszkáló port, egy nagyteljesítményű UV-lámpát tartalmaz.

clinell[®] evaluclean[™]

UV lámpakészlet a hatékony takarítás ellenőrzésére

Egy fluoreszkáló jelölő rendszer
használata az intenzív osztályon
40%-kal több tiszta felületet
eredményezett



Fluoreszkáló jelölő tollak és UV-lámpa

A fluoreszkáló gél szigorú tesztelésnek vetették alá, annak biztosítására, hogy minden nem porózus kórházi felületről letörölhető legyen. Az ultraerős 28 LED-es UV-lámpa kiváló láthatóságot biztosít.

Megjelölés és ellenőrzés

Jelölje meg a berendezéseket és a felületeket a fluoreszkáló tollakkal és jegyezze fel azok helyét. A takarítást követően használja az UV-lámpát annak értékelésére, hogy a láthatatlan fluoreszkáló gél letisztították-e. Így gyorsan és egyszerűen meggyőződhet a tisztítás hatékonyságáról.

Gyártja
GAMA Healthcare Ltd.

The Maylands Building, Mayland Avenue,
Hemel Hempstead Industrial Estate,
Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7TG UK

gama
healthcare

Forgalmazza
Dispomedic Kft.

1105 Budapest, Gitár u. 15.
Tel: +36 1 262 4227, +36 20 941 4688, +36 20 941 4785
E-mail: info@dispomedic.hu Web: www.dispomedic.hu

 **DISPOMEDIC**
BIOFARMACEUTIKAI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK