

# hi-slip® plus



A csatlakozók különböző színei a katéter átmérőjétől függenek

A hidrofíli felület csúszóssá teszi a katétert.

Katéterfogó. Nem kell szabad kézzel megfogni a csúszós katétert.

Steril vízpárna. A párnát összenyomva a víz a katéterre folyik és aktiválja a felületet.

Vizeletelvezető nyílások

## Egyszer használatos hidrofíli felületű vizeletelvezető katéter, amelynek felülete vízzel aktiválható

Tiszta intermittáló katéterezéshez. Egyszerűen csak hajtja össze a vizes tasakot, hogy a víz a katéterre folyjon és így a katéter 15 másodperc alatt aktiválódik.

- Kapható női, férfi és gyermek méretekben
- Hidrofíli felületi bevonat
- A katéterfogóval biztonságosan, a felület kézzel történő megérintése nélkül bevezethető

## Termékleírás

Egyszer használatos, hidrofíli felületű katéter vízpárnával.

## Csomagolás és tárolás

A terméket a saját csomagolásában tárolja száraz helyen, szobahőmérsékleten. A csomagoláson feltüntetett lejárati idő előtt használja fel.

## Anyaga

Hidrofíli felületű vizeletürítő PVC katéter PVP és NaCl bevonattal. Tasak vízzel.

## Terméklista

Rendelési szám	Típus	Hosszúság	Méret
TRHSPF1508B	hi-slip® plus Nelaton Female	15 cm	CH08
TRHSPF1510B	hi-slip® plus Nelaton Female	15 cm	CH10
TRHSPF1512B	hi-slip® plus Nelaton Female	15 cm	CH12
TRHSPF1514B	hi-slip® plus Nelaton Female	15 cm	CH14
TRHSPF1516B	hi-slip® plus Nelaton Female	15 cm	CH16
TRHSPF1518B	hi-slip® plus Nelaton Female	15 cm	CH18
TRHSP2006B	hi-slip® plus Nelaton Paediatric	20 cm	CH06
TRHSPF2008B	hi-slip® plus Nelaton Female/Paediatric	20 cm	CH08
TRHSPF2010B	hi-slip® plus Nelaton Female/Paediatric	20 cm	CH10
TRHSPF2012B	hi-slip® plus Nelaton Female	20 cm	CH12
TRHSPF2014B	hi-slip® plus Nelaton Female	20 cm	CH14
TRHSPF2016B	hi-slip® plus Nelaton Female	20 cm	CH16
TRHSPF2018B	hi-slip® plus Nelaton Female	20 cm	CH18
TRHSP3006B	hi-slip® plus Nelaton Paediatric	30 cm	CH06
TRHSP3008B	hi-slip® plus Nelaton Paediatric	30 cm	CH08
TRHSP3010B	hi-slip® plus Nelaton Paediatric	30 cm	CH10
TRHSPM4008B	hi-slip® plus Nelaton Male	40 cm	CH08
TRHSPM4010B	hi-slip® plus Nelaton Male	40 cm	CH10
TRHSPM4012B	hi-slip® plus Nelaton Male	40 cm	CH12
TRHSPM4014B	hi-slip® plus Nelaton Male	40 cm	CH14
TRHSPM4016B	hi-slip® plus Nelaton Male	40 cm	CH16
TRHSPM4018B	hi-slip® plus Nelaton Male	40 cm	CH18
TRHSPM4020B	hi-slip® plus Nelaton Male	40 cm	CH20
TRHSPM4022B	hi-slip® plus Nelaton Male	40 cm	CH22
TRHSPT4010B	hi-slip® plus Tiemann Male	40 cm	CH10
TRHSPT4012B	hi-slip® plus Tiemann Male	40 cm	CH12
TRHSPT4014B	hi-slip® plus Tiemann Male	40 cm	CH14
TRHSPT4016B	hi-slip® plus Tiemann Male	40 cm	CH16
TRHSPT4018B	hi-slip® plus Tiemann Male	40 cm	CH18
TRHSPT4020B	hi-slip® plus Tiemann Male	40 cm	CH20

További információért keressen minket az alábbi elérhetőségeinken.



Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden. Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com/hi-slip](http://www.wellspect.com/hi-slip)

Forgalmazza  
Dispomedic Kft.



1105 Budapest, Gitár u. 15.  
Tel: +36 1 262 4227, +36 20 941 4688, +36 20 941 4785  
E-mail: [info@dispomedic.hu](mailto:info@dispomedic.hu) Web: [www.dispomedic.hu](http://www.dispomedic.hu)